

Robots de Rehabilitación Cardíaca




Diagrama:

La integración de los **Robots de Rehabilitación Cardíaca** con **Azure Cloud Services** y el **Hospital Inteligente Ada Lovelace** se basa en un flujo continuo de datos biométricos y de movimiento, procesamiento en tiempo real, seguridad robusta y cumplimiento normativo. A continuación, se describe cada componente y su interacción:

Paciente y Robot de Rehabilitación Cardíaca

- **Paciente con Robot:** El robot (18 kg, con sensores hápticos, ECG, pulsioxímetro, etc.) recopila datos durante sesiones de rehabilitación (frecuencia cardíaca, oxigenación, postura) y los transmite mediante **BLE, Wi-Fi 6 o 5G** al ecosistema Azure.
- **Seguridad del Paciente:** Los datos se encriptan en el dispositivo con AES-256 antes de la transmisión, cumpliendo con el GDPR (Art. 32 - Seguridad del tratamiento).

Azure IoT Hub

- **Recepción de Datos:** Centraliza los datos del robot, gestionando múltiples dispositivos IoMT con baja latencia y escalabilidad para 100,000 pacientes.
- **Seguridad:** Autenticación por dispositivo con certificados X.509 y encriptación TLS 1.2. **Azure Key Vault** almacena claves y secretos, asegurando conexiones seguras.
- **Protocolos Hospitalarios:** Compatible con HL7 y FHIR para estandarización de datos médicos.

Azure Stream Analytics y Machine Learning

- **Procesamiento en Tiempo Real: Azure Stream Analytics** analiza flujos de datos (5,000 puntos/minuto) para detectar anomalías (ej. taquicardia). Los resultados se envían a **Azure Machine Learning**, que ajusta ejercicios en tiempo real (95% sensibilidad) y predice riesgos como fatiga extrema.
- **Seguridad:** Datos en tránsito protegidos por TLS; modelos de IA ejecutados en nodos seguros dentro de una **VNet Privada**.
- **Legislación EU:** Cumple con el principio de minimización de datos del GDPR (Art. 5), procesando solo información relevante.

Azure Event Grid

- **Distribución de Alertas:** Recibe ajustes o alertas de Machine Learning y las distribuye en menos de 1 segundo a destinos como la HCE, fisioterapeutas y camillas.
- **Integración Hospitalaria:** Conecta con la **Camilla Robotizada** para traslados en emergencias y con **Microsoft Teams** para notificar al equipo de rehabilitación.

Azure Health Data Services (FHIR)

- **Almacenamiento e Interoperabilidad:** Convierte datos en formato FHIR y los almacena de forma segura, permitiendo interoperabilidad con otros módulos (ej. Wearables de Alerta Preinfarto) y departamentos (cardiología, fisioterapia).
- **Seguridad:** Datos en reposo encriptados con claves gestionadas por **Azure Key Vault**. Acceso controlado mediante **Microsoft Entra ID** con autenticación multifactor (MFA).
- **Protocolos y Normas:** Cumple con ISO 27001, HITRUST y GDPR (Art. 9 - Datos de salud), asegurando trazabilidad y consentimiento.
- **Paciente:** Los datos son accesibles vía **Portal del Paciente** (Power Apps), con consentimiento gestionado bajo GDPR.

Hospital Inteligente Ada Lovelace

- **Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE):** Integra datos FHIR con el ID único del paciente, permitiendo a médicos y fisioterapeutas ajustar planes de rehabilitación.
- **Microsoft Teams:** Notifica a fisioterapeutas y coordina respuestas en tiempo real.
- **Camilla Robotizada:** Activa traslados automáticos en emergencias detectadas por el robot.
- **Portal del Paciente:** Permite al paciente visualizar métricas, progreso y dar consentimiento, cumpliendo con GDPR (Art. 15 - Derecho de acceso).

Capa de Seguridad

- **Azure Security Center:** Monitorea amenazas en tiempo real (ej. accesos no autorizados) y aplica políticas alineadas con el Reglamento de Ciberseguridad de la EU (EU Cybersecurity Act).
- **Azure Firewall:** Protege la **VNet Privada**, filtrando tráfico y previniendo exfiltración de datos sensibles (PHI).

- **Azure Key Vault:** Centraliza la gestión de claves y certificados, garantizando cifrado end-to-end.
- **Cumplimiento:** Auditorías bajo GDPR, HIPAA y ENISA aseguran un uptime del 99.99%.

Resiliencia y Monitoreo

- **Azure Monitor:** Registra métricas de rendimiento (latencia, uso de batería) y logs para auditorías hospitalarias y cumplimiento normativo.
- **Azure Backup:** Respalda datos FHIR en ubicaciones redundantes, asegurando recuperación ante desastres (GDPR Art. 32).

Legislación EU y Protocolos Hospitalarios

- **GDPR:** Consentimiento explícito para recopilación y procesamiento (Art. 6, 9). Derecho al olvido (Art. 17) implementado mediante eliminación segura en Azure Health Data Services.
- **Protocolos Sanitarios:** Adopción de estándares FHIR y HL7, y cumplimiento de directrices de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para dispositivos médicos.
- **Ciberseguridad:** Alineación con el EU NIS Directive para protección de infraestructuras críticas.

Módulo:

Funcionalidades Principales

Los Robots de Rehabilitación Cardíaca son sistemas robóticos diseñados para asistir a pacientes en programas de ejercicios post-eventos cardíacos (infartos, cirugías), optimizando la recuperación mediante retroalimentación háptica y monitoreo continuo. Integrados con Azure Cloud Services, personalizan rutinas y ajustan intensidad en tiempo real. Sus capacidades incluyen:

- **Guía de Ejercicios:** Movimientos dirigidos (ej. elevación de brazos, caminatas asistidas) con sensores hápticos que corrigen postura y esfuerzo.
- **Monitoreo Biométrico:** Registro de frecuencia cardíaca, oxigenación y presión arterial durante sesiones.
- **Personalización:** Algoritmos de IA adaptan rutinas según historial médico y progreso, enviando datos a la HCE.
- **Dispositivos Asociados:** Compatible con monitores multiparámetro, oxímetros de pulso, cintas de andar y cicloergómetros para mayor precisión.
Ejemplo práctico: Un paciente post-infarto realiza una caminata asistida; el robot detecta fatiga (aumento de frecuencia cardíaca), ajusta el ritmo y notifica al fisioterapeuta.

Gestión de Emergencias Específicas

El robot maneja situaciones críticas durante la rehabilitación, como:

1. **Taquicardia Inducida por Ejercicio:** Detecta frecuencia cardíaca elevada, pausa la sesión y activa oxigenoterapia.
2. **Hipoxemia:** Identifica baja saturación de oxígeno, ajusta la carga y notifica al equipo médico.
3. **Dolor Torácico:** Registra presión torácica (sensor háptico), detiene el ejercicio y alerta a urgencias.
4. **Hipotensión Post-Esfuerzo:** Monitorea caída de presión arterial y coordina con bombas de infusión.
5. **Arritmia Leve:** Detecta irregularidades en ECG, reduce intensidad y envía datos a la HCE.
6. **Fatiga Extrema:** Identifica mediante bioimpedancia y acelerómetros, pausando la sesión.
7. **Desmayo Potencial:** Detecta mareo (sensor de equilibrio), detiene el robot y activa el carro de emergencias.

Interacción con Equipos Médicos

- **Conexión con el Hospital:** Integra datos con la HCE vía Azure, permitiendo a fisioterapeutas y cardiólogos ajustar planes desde pantallas remotas.
- **Módulos Relacionados:** Comparte métricas con los Wearables de Alerta Preinfarto para continuidad del monitoreo y con la Camilla Robotizada para traslados en emergencias.
- **Ejemplo:** Tras detectar hipoxemia, el robot envía datos al Diagnóstico Molecular para análisis de gases en sangre mientras la Camilla Robotizada prepara el traslado.

Sensores del Dispositivo

- **Sensores Hápticos:** Detectan fuerza, presión y postura para guiar movimientos con retroalimentación táctil.
- **ECG Vestible:** Monitorea ritmo cardíaco en tiempo real.
- **Pulsioxímetro:** Mide saturación de oxígeno con 98% de precisión.
- **Acelerómetros y Giróscopos:** Evalúan equilibrio y dinámica del movimiento.
- **Bioimpedancia:** Analiza fatiga muscular y composición corporal.
- **Sensor de Frecuencia Respiratoria:** Detecta patrones respiratorios mediante sensores torácicos.
- **Tecnología BLE:** Sincroniza con wearables y Azure para transmisión de datos.

Detección de Anomalías

La IA, soportada por Azure Machine Learning, procesa 5,000 puntos de datos por minuto (ECG, oxigenación, movimiento), detectando anomalías en menos de 2 segundos con una sensibilidad del 95%. Predice riesgos como fatiga extrema o arritmias, ajustando la sesión o emitiendo alertas preventivas.

Materiales y Diseño

- **Estructura:** Brazo robótico de aluminio ligero (15 kg) con articulaciones ergonómicas y superficie antideslizante.

- **Diseño:** Compacto (1.2m de altura), móvil con ruedas omnidireccionales y pantalla táctil para interacción paciente-médico.
- **Peso:** 18 kg total, portable entre salas de rehabilitación.

Módulo de Comunicación Integrado

- **Hardware:** CPU ARM Cortex-A72, 512 MB RAM, batería de 12 horas (carga rápida).
- **Conectividad:** BLE, Wi-Fi 6 y 5G para transmisión a Azure; NFC para sincronización con dispositivos cercanos.
- **Procesamiento:** Edge computing para ajustes locales y nube para análisis avanzado.

Resiliencia

- **Autonomía:** Funciona 12 horas continuas; modo emergencia prioriza sensores clave por 2 horas adicionales.
- **Resistencia:** Soporta uso intensivo (IP54) y temperaturas de 0°C a 45°C.
- **Redundancia:** Doble sistema de energía (batería y cable), uptime 99.99% con Azure.

Beneficios Específicos

- **Reducción de Tiempos:** Acelera la recuperación en un 30% (de 12 a 8 semanas promedio).
- **Mejora de Resultados:** Incrementa la adherencia al programa en un 50% gracias a la guía personalizada.
- **Eficiencia:** Reduce consultas presenciales en un 20% mediante monitoreo remoto.