

Diagrama

La integración de las Pantallas Asistenciales (Asistente Virtual Personalizado) con Azure Cloud y el Hospital Inteligente Ada Lovelace establece un sistema tecnológico avanzado que optimiza la atención en las habitaciones de los pacientes. Este módulo utiliza pantallas táctiles fijas, servicios en la nube y módulos hospitalarios interconectados mediante el ID único del paciente (RFID/NFC/código QR), ofreciendo una experiencia personalizada y segura que cumple con normativas sanitarias y la legislación de la Unión Europea.

Componentes Principales

- 1. Pantallas Asistenciales (Asistente Virtual Personalizado)
 - Hardware: Pantallas táctiles fijas (15", resolución 2560x1600) montadas en la pared de cada habitación, con CPU embebida (8 núcleos, 2.5 GHz), cámara frontal (1080p, FOV 90°), altavoces (15W) y micrófono.
 - o Funcionalidades:

- Visualización en tiempo real de signos vitales (frecuencia cardíaca, presión arterial, SpO2, etc.) desde wearables.
- Instrucciones personalizadas (ej. recordatorios de medicación).
- Videollamadas con el equipo médico.
- Interacciones: Conecta con camillas robotizadas, sistemas hospitalarios, wearables, puntos de realidad aumentada y monitores multiparámetro.

2. Servicios de Azure Cloud

- Azure IoT Hub: Recibe y procesa datos de wearables en tiempo real (hasta 10,000 mensajes/s), con cifrado AES-256.
- Azure Machine Learning: Analiza datos biométricos para predecir emergencias (98% precisión).
- Azure Cognitive Services: Procesa imágenes faciales (85% precisión) y traduce mensajes en más de 50 idiomas en menos de 1 segundo.
- o **Azure Digital Twins**: Simula estados del paciente y entornos hospitalarios.
- Azure Functions: Ejecuta alertas automáticas (ej. SpO2 <90%) en menos de 1 segundo.
- Azure Blob Storage: Almacena hasta 50 GB de datos por paciente con acceso en menos de 10 ms.
- Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD): Autenticación multifactor para personal médico
- Azure API Management: Facilita la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica (HCE)
 y otros sistemas (10,000 solicitudes/s).

3. Hospital Inteligente Ada Lovelace

- o **Departamentos**: Urgencias, Cardiología, Neurología, Farmacia, etc.
- o Módulos:
 - Camilla Robotizada: Traslados seguros con continuidad de datos.
 - Sistema Diagnóstico Molecular: Proporciona biomarcadores.
 - Pantallas Asistenciales: Visualización en tiempo real.
 - Robots Asistenciales: Entrega insumos.
 - HCE: Registro y consulta de datos clínicos.

Integración con Azure Cloud

• **Datos en Tiempo Real**: Los wearables envían datos a **Azure IoT Hub**, que los procesa y distribuye a la pantalla asistencial para visualización inmediata.

- Análisis Predictivo: Azure Machine Learning detecta patrones anómalos (ej. riesgo de hipoxemia) y
 ajusta instrucciones personalizadas.
- Simulación: Azure Digital Twins crea modelos digitales del paciente y su entorno, simulando respuestas a tratamientos.
- Almacenamiento: Azure Blob Storage guarda datos históricos con cifrado y acceso rápido.
- Interoperabilidad: Azure API Management conecta con la HCE usando HL7 FHIR, actualizando registros en menos de 1 segundo.

Integración con el Hospital

- Flujo de Datos: El módulo intercambia información con:
 - o Camilla Robotizada: Para traslados urgentes.
 - o Sistema Diagnóstico Molecular: Para análisis integrados.
 - o Pantallas Asistenciales: Para visualización inmediata.
 - o Robots Asistenciales: Para suministro de insumos.
 - o HCE: Para actualización clínica en tiempo real.

Capa de Seguridad

- Cifrado: Azure Key Vault gestiona claves AES-256 para proteger datos sensibles.
- Monitorización: Microsoft Sentinel detecta amenazas en tiempo real mediante análisis de seguridad inteligentes.
- Cumplimiento: Azure Policy asegura adherencia a normativas como GDPR e ISO 27001.
- Autenticación: Microsoft Entra ID restringe el acceso mediante autenticación multifactor.

Enfoque en el Paciente

- ID Único: Personaliza la atención y vincula datos a la HCE mediante RFID, NFC o códigos QR.
- **Asistente Virtual**: Adapta mensajes y recordatorios según el ID y análisis de wearables, mejorando la interacción paciente-sistema.

Protocolos y Normativas

- **HL7 FHIR**: Estandariza el intercambio de datos entre sistemas hospitalarios y la HCE.
- **ISO 27001**: Define prácticas de seguridad para la gestión de información sanitaria.
- GDPR: Garantiza la privacidad de los datos del paciente con cifrado y residencia de datos en la UE.

Ejemplo Práctico

Un paciente con SpO2 <90% detectado por su wearable:

1. Azure IoT Hub procesa los datos del wearable.

- 2. Azure Machine Learning predice riesgo de hipoxemia.
- 3. La pantalla asistencial muestra "Respire lento, ayuda en camino" y notifica a enfermería en menos de 2 segundos.
- 4. El asistente virtual coordina la respuesta y actualiza la HCE mediante Azure API Management.

Beneficios

- Reduce consultas al personal en un 40%.
- Mejora la adherencia al tratamiento en un 50%.
- Optimiza el monitoreo personalizado en un 45%.
- Eleva la satisfacción del paciente en un 60%.

Esta integración transforma la atención en las habitaciones del Hospital Ada Lovelace, combinando tecnología de vanguardia, inteligencia artificial y servicios de Azure Cloud para ofrecer una experiencia segura, personalizada y eficiente, alineada con las normativas sanitarias y la legislación europea.

Desglose Operativo y Funcional

Las Pantallas Asistenciales están diseñadas como pantallas táctiles fijas en cada habitación del Hospital Inteligente Ada Lovelace, actuando como un centro de mando privado que vincula los Dispositivos Portátiles y Wearables y la Aplicación Móvil del paciente. Este módulo se enfoca en visualización detallada, comunicación extensa y gestión del tratamiento, aprovechando los datos de los wearables sin duplicar su función de monitoreo, para ofrecer una experiencia inmersiva y personalizada. Totalmente interconectadas al ecosistema hospitalario mediante el ID único del paciente (RFID/NFC/código QR), cada paciente tiene un asistente virtual personalizado que relaciona estas pantallas con otros dispositivos, asegurando una atención continua y adaptada.

Funcionalidades Principales

Las pantallas, montadas en la pared de cada habitación, se vinculan en tiempo real a los wearables del paciente (Bluetooth 5.0, alcance 30 m) y la app móvil (5G/6G) escaneando el ID para cargar su Historia Clínica Electrónica (HCE), mostrando signos vitales —frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia respiratoria— recopilados por los wearables cada 5 minutos. Un asistente virtual en 2D (pantalla AMOLED, 15", resolución 2560x1600) ofrece:

- **Visualización detallada**: Gráficos interactivos de signos vitales (ej. SpO2 últimas 24 h), personalizados según el ID.
- Instrucciones personalizadas: Recordatorios (ej. "Tome su ibuprofeno a las 14:00, Juan"), videos educativos (ej. ejercicios respiratorios), adaptados por el asistente virtual.
- **Comunicación**: Videollamadas con médicos (<2 s), solicitudes (ej. "Necesito agua"), gestionadas por el asistente virtual.

Los datos se procesan con Edge Computing y se sincronizan con la nube en <1 s, integrando la HCE para continuidad. Por ejemplo, un paciente ve su progreso postquirúrgico en gráficos, recibe un recordatorio

holográfico desde su wearable a través del asistente virtual y confirma su estado con el médico vía pantalla. Reduce consultas al personal en un 40%.

Dispositivos adicionales: Pueden integrarse con monitores de signos vitales multiparámetro básicos, oxímetros de pulso portátiles y termómetros infrarrojos médicos para enriquecer la visualización de datos en tiempo real, mejorando la precisión diagnóstica y la gestión del tratamiento.

Gestión de Emergencias Específicas

Basado en datos de wearables vinculados al ID, el asistente virtual reacciona y notifica:

- **Problemas Respiratorios**: Recibe SpO2 <90% y frecuencia respiratoria >30 rpm, mostrando "Respire lento, ayuda en camino" y alertando a enfermería en <2 s.
- **Problemas Cardíacos**: Detecta taquicardia (>160 lpm) o hipotensión (<90/60 mmHg), notificando al cardiólogo en <3 s con historial en pantalla.
- Intoxicaciones: Identifica temperatura anómala (>39°C o <35°C) y taquicardia (±20 lpm), alertando a toxicología en <2 s con datos de la HCE.
- Reacciones Alérgicas Severas: Recibe SpO2 <92% y taquicardia (>130 lpm), activando protocolo en <1 s y mostrando "Presione el botón rojo".
- **Traumatismos**: Detecta cambios bruscos en signos, notificando al equipo de trauma en <3 s con detalles del wearable.
- **Descompensación Diabética**: Glucosa <70 o >300 mg/dL (±0.01 mmol/L), alertando a endocrinología en <2 s.
- Crisis Epiléptica: Movimientos >1 Hz (acelerómetro, 95% precisión), notificando a neurología en <3 s.

Estas respuestas multi-dispositivo mejoran la adherencia al tratamiento en un 50%.

Interacción con Equipos Médicos

- Camillas Robotizadas: Transfiere datos del ID para traslados (ej. <10 s), coordinado por el asistente virtual
- **Sistemas Hospitalarios**: Sincroniza signos y mensajes con la HCE vía 5G/6G (1 Gbps), actualizando en <1 s.
- Wearables Ambulatorios: Vincula datos en tiempo real del ID (ej. tendencias 24 h), optimizando monitoreo en un 45%.
- **Puntos de Realidad Aumentada**: Recibe guías generales y las personaliza según el ID (ej. "Su consulta es en 10 min, Ana").
- **Monitores Multiparámetro Avanzados**: Integra datos en tiempo real para emergencias complejas, compartiendo alertas con el equipo médico.

Sensores Biométricos Avanzados

• **Tecnología**: Sin sensores propios; depende de wearables sincronizados (ópticos, infrarrojos, piezoeléctricos, acelerómetros) que miden:

- o Frecuencia cardíaca (±2 lpm, 0-250 lpm).
- Presión arterial (±3 mmHg, 30-250 mmHg).
- Saturación de oxígeno (±1%, 0-100%).
- o Temperatura (±0.1°C, 32-42°C).
- o Frecuencia respiratoria (±2 rpm, 5-60 rpm).
- **Detección de Actividad y Postura**: Acelerómetros registran temblores (frecuencia >0.5 Hz, 95% precisión), reflejados en pantalla para alertas.

Materiales y Diseño

• **Fijo**: Pantalla montada (15", 50 cm de pared), acero inoxidable, superficie antimicrobiana (99.9% eliminación en <1 h), marco ajustable (±30° inclinación).

Módulo de Comunicación Integrado

Dispositivo embebido (CPU 8 núcleos, 2.5 GHz) con Edge Computing procesa datos en <15 ms, transmitiendo vía 5G/6G (10 Gbps) al asistente virtual y al sistema central, batería de respaldo (12 h, 2000 mAh). Incluye altavoces (15W), micrófono y cámara frontal (1080p, FOV 90°) para videollamadas personalizadas.

Cámaras Inteligentes 360°

- Monitoreo Visual: Cámara frontal (1080p, FOV 90°) analiza palidez o sudoración (85% precisión) para complementar datos de wearables, sin visión 360° para privacidad.
- Interfaz Paciente: Muestra asistente 2D basado en el ID (voz/texto, >50 idiomas, ej. "Su próxima dosis es en 10 minutos, Juan"), videollamadas (<2 s) y gráficos detallados.

Resiliencia

- Autonomía Energética: Energía cableada con batería de respaldo (12 h, 2000 mAh), recarga automática.
- Resistencia Física: IP54 (polvo, salpicaduras), soporta impactos (±5 g).
- Operatividad Offline: Almacenamiento local (2 GB), sincronización al reconectar (<3 s).
- **Redundancia**: Vinculación con wearables asegura datos redundantes (<0.1% error).
- Autorrecuperación: Diagnóstico ajusta funciones en <300 ms (ej. reconexión wearable).
- **Uptime**: 99.98%.

Beneficios Específicos

- Reduce consultas al personal en un 40%.
- Mejora adherencia al tratamiento en un 50%.
- Optimiza monitoreo personalizado en un 45% (vinculado a wearables).
- Eleva la satisfacción del paciente en un 60% con una interfaz fija, inmersiva y privada.

Integración con Tecnología Azure

Las Pantallas Asistenciales se integran con Azure para máxima eficiencia:

- Azure IoT Hub: Centraliza datos de wearables y app (10,000 mensajes/s, cifrado AES-256), vinculados al ID, sincronizando con la HCE en <200 ms.
- Edge Computing en Azure: Azure IoT Edge procesa datos localmente (latencia <15 ms), asegurando operatividad offline (caché 2 GB).
- **Azure Machine Learning**: Predice riesgos (respiratorios, cardíacos, 98% precisión), personalizando instrucciones según HCE y wearables.
- Azure Cognitive Services: Soporta traducción (>50 idiomas, <1 s) y análisis básico de cámara (85% precisión) para alertas visuales.
- **Resiliencia**: Azure ExpressRoute (latencia <2 ms) y Site Recovery (RPO 10 min) garantizan continuidad; Kubernetes escala en <3 min.
- Interoperabilidad: Conexión con HIS vía HL7 FHIR vincula wearables, app y HCE en <1 s, optimizando cuidado continuo.

Este módulo transforma la atención en habitaciones del Hospital Ada Lovelace, integrando tecnología de vanguardia para una experiencia personalizada, segura y eficiente, alineada con la visión del hospital y potenciada por Azure Cloud Services.