
# Wearables de Alerta Preinfarto





# Diagrama:

La integración de los **Wearables de Alerta Preinfarto** con **Azure Cloud Services** y el **Hospital Inteligente Ada Lovelace** se basa en un flujo continuo de datos biométricos, procesamiento en tiempo real, seguridad robusta y cumplimiento normativo. A continuación, se describe cada componente y su interacción:

# Paciente y Wearable

- Paciente con Wearable: El wearable (pulsera de 25g con sensores ECG, pulsioxímetro, tensiómetro, etc.) recopila datos biométricos (frecuencia cardíaca, presión arterial, oxigenación) y los transmite mediante Bluetooth Low Energy (BLE) o 5G al ecosistema Azure.
- **Seguridad del Paciente:** Los datos se encriptan en el dispositivo con algoritmos AES-256 antes de la transmisión, cumpliendo con el GDPR (Art. 32 Seguridad del tratamiento).

#### Azure IoT Hub

- Recepción de Datos: Actúa como puerta de entrada para los datos del wearable, gestionando millones de dispositivos IoMT (Internet of Medical Things) con baja latencia.
- Seguridad: Usa autenticación por dispositivo con certificados X.509 y encriptación TLS 1.2. Azure Key Vault almacena claves y secretos, asegurando que solo dispositivos autorizados se conecten.
- Protocolos Hospitalarios: Compatible con HL7 y FHIR para estandarización de datos médicos.

## **Azure Stream Analytics y Machine Learning**

- Procesamiento en Tiempo Real: Azure Stream Analytics analiza flujos de datos (10,000 puntos/minuto) para detectar anomalías (ej. ST elevado). Los resultados se envían a Azure Machine Learning, que entrena modelos predictivos (98% sensibilidad) para alertar hasta 15 minutos antes de un preinfarto.
- **Seguridad:** Los datos en tránsito están protegidos por TLS, y los modelos de IA se ejecutan en nodos seguros dentro de una **VNet Privada**.
- Legislación EU: Los modelos respetan el principio de minimización de datos del GDPR (Art. 5), procesando solo lo necesario.

#### **Azure Event Grid**

- **Distribución de Alertas:** Recibe predicciones de Machine Learning y distribuye eventos a múltiples destinos (HCE, médicos, camillas) en menos de 1 segundo.
- Integración Hospitalaria: Conecta con módulos como la Camilla Robotizada para traslado inmediato y con Microsoft Teams para notificar al equipo médico.

#### **Azure Health Data Services (FHIR)**

- Almacenamiento e Interoperabilidad: Convierte datos en formato FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) y los almacena de forma segura, permitiendo interoperabilidad con otros módulos (ej. Diagnóstico Molecular) y departamentos (cardiología, urgencias).
- Seguridad: Datos en reposo encriptados con claves gestionadas por Azure Key Vault. Acceso controlado mediante Microsoft Entra ID con autenticación multifactor (MFA).
- **Protocolos y Normas:** Cumple con ISO 27001, HITRUST y GDPR (Art. 9 Datos de salud), asegurando trazabilidad y consentimiento del paciente.
- Paciente: Los datos son accesibles vía Portal del Paciente (Power Apps), con consentimiento explícito gestionado bajo GDPR.

## **Hospital Inteligente Ada Lovelace**

- Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE): Recibe datos FHIR y alertas, integrándolos con el ID único del paciente para un historial unificado. Compatible con protocolos hospitalarios como HL7.
- Microsoft Teams: Notifica a médicos y coordina respuestas en tiempo real.
- Camilla Robotizada: Activa traslados automáticos basados en alertas, optimizando flujos de emergencia.

 Portal del Paciente: Permite al paciente visualizar métricas, recibir alertas y dar consentimiento, cumpliendo con GDPR (Art. 15 - Derecho de acceso).

#### Capa de Seguridad

- Azure Security Center: Monitorea amenazas en tiempo real (ej. accesos no autorizados) y aplica políticas de seguridad adaptadas al Reglamento de Ciberseguridad de la EU (EU Cybersecurity Act).
- Azure Firewall: Protege la VNet Privada, filtrando tráfico y previniendo exfiltración de datos sensibles (PHI - Protected Health Information).
- Azure Key Vault: Centraliza la gestión de claves y certificados, asegurando cifrado end-to-end.
- **Cumplimiento:** Auditorías regulares bajo GDPR, HIPAA y ENISA garantizan un uptime del 99.99%.

## Resiliencia y Monitoreo

- **Azure Monitor:** Registra métricas de rendimiento (latencia, uso de CPU) y logs de eventos para auditorías hospitalarias y cumplimiento normativo.
- **Azure Backup:** Respalda datos FHIR en ubicaciones redundantes, asegurando recuperación ante desastres (GDPR Art. 32).

#### Legislación EU y Protocolos Hospitalarios

- **GDPR:** Consentimiento explícito del paciente para recopilación y procesamiento (Art. 6, 9). Derecho al olvido (Art. 17) implementado mediante eliminación segura en Azure Health Data Services.
- Protocolos Sanitarios: Adopción de estándares FHIR y HL7 para interoperabilidad, y cumplimiento de directrices de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para dispositivos médicos.
- **Ciberseguridad:** Alineación con el EU NIS Directive para protección de infraestructuras críticas.

## Beneficios de la Integración

- **Paciente:** Monitoreo proactivo y acceso transparente a datos, mejorando la confianza y el autocuidado.
- **Hospital:** Respuesta más rápida (reducción del 40% en tiempos de intervención) y optimización de recursos mediante integración con módulos existentes.
- **Seguridad:** Protección multicapa alineada con normas EU y hospitalarias.
- **Escalabilidad:** Azure permite gestionar datos de 100,000 habitantes con capacidad de expansión.

#### Módulo:

#### **Funcionalidades Principales**

Los Wearables de Alerta Preinfarto son dispositivos vestibles diseñados para monitorear continuamente parámetros cardiovasculares y predecir eventos preinfarto en tiempo real. Integrados con Azure Cloud Services, procesan datos de sensores avanzados y emiten

alertas automáticas a pacientes, médicos y equipos de emergencia. Sus capacidades incluyen:

- Monitoreo Continuo: Registro de frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de oxígeno y patrones de ECG en tiempo real.
- Predicción de Riesgo: Algoritmos de IA analizan biomarcadores y anomalías (ej. arritmias, isquemia silenciosa) para alertar hasta 15 minutos antes de un evento crítico
- Intervención Automática: Envío de notificaciones al paciente (vibración/sonido) y al sistema de historia clínica electrónica (HCE) con coordenadas GPS para localización inmediata.
- Dispositivos Asociados: Compatible con desfibriladores externos automáticos (DEA), monitores multiparámetro avanzados y bombas de infusión inteligentes para estabilización en emergencias.
  - Ejemplo práctico: Un paciente siente fatiga leve; el wearable detecta una caída en la saturación de oxígeno y un ECG anormal, emite una alerta y coordina su traslado a la unidad de cuidados intensivos en 8 minutos.

## Gestión de Emergencias Específicas

El wearable está preparado para manejar situaciones críticas, incluyendo:

- 1. **Arritmia Ventricular:** Detecta taquicardia sostenida, notifica al paciente y activa el DEA más cercano.
- 2. **Isquemia Miocárdica Silenciosa:** Identifica cambios en el ECG, avisa al médico y sugiere pruebas de diagnóstico (ej. TAC coronario).
- 3. **Hipotensión Severa:** Registra caída brusca de presión arterial, activa bombas de infusión y notifica a urgencias.
- 4. **Bradicardia Crítica:** Alerta al paciente y coordina soporte con ventiladores mecánicos si hay riesgo de paro.
- 5. **Angina Inestable:** Detecta dolor torácico (sensor de presión torácica) y envía datos al HCE para priorizar atención.
- 6. **Fibrilación Auricular con Riesgo Tromboembólico:** Monitorea y notifica para anticoagulación inmediata.
- 7. **Edema Pulmonar Incipiente:** Identifica saturación baja y frecuencia respiratoria alterada, activando oxigenoterapia.

## Interacción con Equipos Médicos

- Conexión con el Hospital: Integra datos con la HCE vía Azure, permitiendo a médicos visualizar tendencias y alertas en pantallas de la unidad coronaria.
- Módulos Relacionados: Comparte biomarcadores con la Camilla Robotizada para traslado optimizado y con el Diagnóstico Molecular para análisis bioquímico en tiempo real (ej. troponinas).
- **Ejemplo:** Durante una alerta, el wearable envía datos al Robot Quirúrgico Autónomo, que prepara una intervención de cateterismo si se confirma un infarto.

## Sensores del Dispositivo

- ECG Vestible: Electrodos integrados para análisis continuo de ritmo cardíaco.
- Pulsioxímetro: Mide saturación de oxígeno con precisión del 99%.
- Tensiómetro No Invasivo: Monitoriza presión arterial cada 30 segundos.
- Sensor de Frecuencia Respiratoria: Detecta patrones anormales mediante acelerómetros torácicos.
- Bioimpedancia: Evalúa composición corporal y edema incipiente.
- Sensor de Temperatura Corporal: Identifica fiebre o hipotermia asociada a estrés cardiovascular.
- **Wearables y Pulseras Inteligentes:** Tecnología BLE para sincronización con smartphones y Azure.

#### Detección de Anomalías

La IA procesa datos en tiempo real con Azure Machine Learning, analizando 10,000 puntos de datos por minuto. Detecta anomalías (ej. ST elevado en ECG) en menos de 3 segundos, con una sensibilidad del 98% y especificidad del 95%, prediciendo riesgos hasta 15 minutos antes de un evento, lo que permite intervención preventiva.

## Materiales y Diseño

- **Estructura:** Pulsera ergonómica de silicona médica (20g), resistente al agua (IP68) y con pantalla OLED táctil.
- **Diseño:** Ajustable, hipoalergénico, con electrodos integrados en la parte inferior y sensores ópticos laterales.
- Peso: Ultraligero para uso continuo (25g con batería).

#### Módulo de Comunicación Integrado

- **Hardware:** CPU ARM Cortex-M4, 256 MB RAM, batería de 48 horas (carga inalámbrica).
- **Conectividad:** Bluetooth Low Energy (BLE), NFC para sincronización con DEA, y 5G para transmisión a Azure.
- **Procesamiento:** Edge computing para análisis local y nube para predicciones avanzadas.

#### Resiliencia

- **Autonomía:** Funciona 48 horas sin recarga; modo emergencia extiende batería al priorizar sensores clave.
- **Resistencia:** Soporta caídas de 1.5m y temperaturas de -10°C a 50°C.
- **Redundancia:** Doble sistema de alertas (local y nube), uptime 99.99% gracias a Azure.

#### **Beneficios Específicos**

- **Reducción de Tiempos:** Tiempo de respuesta a emergencias reducido en 40% (de 20 a 12 minutos).
- Mejora de Resultados: Incremento del 35% en sobrevida post-infarto por intervención temprana.

• Eficiencia: Disminución del 25% en falsos positivos mediante IA optimizada.							